

# Distribution du médicament

## Chariot de distribution Hebdo®

Les chariots de médicaments Hebdo® sont idéals pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...).

Nos **piluliers hebdomadaires**, à cases fixes ou réglables, faciliteront le stockage et la distribution des médicaments. Leur ergonomie est un atout dans l'utilisation quotidienne.



Hygiénique



Ergonomique

### Points forts

- ▶ Stockage, transfert et distribution en un seul chariot
- ▶ Sécurisation par serrure à code
- ▶ Différentes capacités de chariots
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

# Chariot de distribution Hebdo®

## Chariots

- ▶ Structure aluminium anodisé naturel
- ▶ Parois en ABS teinté masse
- ▶ Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc
- ▶ Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil
- ▶ Serrure à code
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein
- ▶ 1 poignée de manutention
- ▶ 4 rails normalisés



Désignation	Dimensions (en mm)	Piluliers par chariot	Référence
<b>Chariot Hebdo® 30 à rideau</b>	L. 615 x P. 468 x H. 988	30	8D030_CODE
<b>Chariot Hebdo® 60 à rideau</b>	L. 1065 x P. 468 x H. 988	60	8D060_CODE

## Piluliers et accessoires compatibles

Désignation	Dimensions (en mm)	Référence
<b>1 Pilulier Hebdo® à cases fixes</b>	L. 319 x P. 199 x H. 42	505001BL
<b>2 Pilulier Hebdo® à cases modulables</b>	L. 319 x P. 199 x H. 42	50610
<b>Lot de 10 planches d'étiquettes</b> (10 étiquettes par planche)		50288
<b>3 Bac blanc</b>	L. 320 x P. 200 x H. 150	42016

