

### Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en aluminium
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique : conçu pour le confort du personnel soignant
- Léger et maniable
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Chariot simple colonne
- Hauteur\* : 100
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- 2 choix d'intercalaires (glissières) / parois en fonction des aménagements intérieurs souhaités
- Zone de préhension ergonomique

#### Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



\*Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

## Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.  
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

### TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE


#### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm

#### Référence

8YS44H100TT4



### TIROIRS TÉLESCOPIQUES

#### 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm pour bacs à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm pour bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT3



### TIROIRS TÉLESCOPIQUES


#### 5 moyens

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bacs à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT1



## TIROIRS TÉLESCOPIQUES


### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double pour sac de 12 L
- 1 panier de côté grand modèle

#### Référence

8YS44H100TT2



## TIROIRS JOINTIFS


### 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 400 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 bac 400 x 400 H. 75 mm
- 3 bacs 400 x 400 H. 115 mm
- 1 bac 400 x 400 H. 195 mm
- 3 rails (haut gauche, bas gauche et bas droit)
- 1 tablette d'extension rabattable

#### Référence

8YS44H100TJ1



## Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.


### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

#### Référence

8YCHST144H100




### CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple

#### Référence

8YCHST2144H100




### CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins simple colonne 400 x 400 H100 équipé de :

- Parois pour tiroirs télescopiques
- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

#### Référence

8YCHST144H100T



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du chariot

Choix de la structure du chariot en fonction du type d'intercalaires / parois

Chariot hauteur 100 cm*	
Intercalaires standards Pas de 40 mm	Parois pour tiroirs télescopiques
8Y144H100P4	8Y144H100T

Cette référence comprend :

- le caisson
- les roues
- les intercalaires ou parois

## ETAPE 2 - Personnalisation du chariot

Sélection obligatoire des éléments 1 à 4

Chariot avec intercalaires standards  
réf. 8Y144H100P4


Chariot avec parois pour tiroirs télescopiques  
réf. 8Y144H100T

1	Tablette supérieure	Tablette supérieure en thermoplastique	8Y001_4400TH	8Y001_4400TH
2	Fermeture	rideau	8Y002_4010F3	-
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003CODE2
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3	-
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y003BADGE2
4	Couleur	Rose magenta	8Y004_0010RM	8Y004_0010RM
		Vert pomme	8Y004_0010VP	8Y004_0010VP
		Bleu céleste	8Y004_0010BC	8Y004_0010BC

\*Pour la hauteur précise du plan de travail, voir la partie « Données techniques »



Tablette supérieure en thermoplastique avec zone de préhension ergonomique



Fermeture à rideau



Fermeture à battant



Serrure à code



Serrure à badge

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste


## Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, rail normalisé, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroir...  
Se référer aux fiches dédiées.



# Données techniques

## Dimensions hors tout du chariot



## Dimensions utiles du plan de travail



Tablette supérieure en plastique thermoformé avec zone de préhension ergonomique

## Hauteur du plan de travail

H. 1057 mm

## Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc aluminium soudé en continu traité anticorrosion à l'EPOXY
<b>Plan de travail</b>	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
<b>Fermeture</b>	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture EPOXY
<b>Roues</b>	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
<b>Pare-chocs</b>	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
<b>Bande de couleurs</b>	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

## Informations diverses

<b>Roues</b>	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot
<b>Poids à vide</b>	20 kg
<b>Capacité</b>	- 19 pas de 40 mm pour chariot avec rideau - 20 pas de 40 mm pour chariot sans rideau - 10 tiroirs télescopiques HT 80 mm
<b>Verrouillage</b>	Serrure à code (avec clé de secours) / Serrure à badge

## Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	<b>Dimensions L X P x H</b>	L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m
<b>Poids (chariot + emballage)</b>	32 kg	<b>Volume</b>	1,15 m <sup>3</sup>