

Neop | Chariots de distribution 600 x 400

Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers et bacs nominatifs

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulable : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 3 hauteurs* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités



NEW!

Option EasyMove® : motorisation de chariot
Option Neop® Lock : motorisation de rideau

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste

* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie «Données techniques »

Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

Chariots hauteur 100 cm

DIN – 18 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 18 bacs tiroirs H. 70 L. 1/3 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H100DIN18

DIN – 24 lits bacs H. 110

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 – coloris blanc
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle



Référence

8YM64H100DI24E1

DIN – 24 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H. 70 L. 1/4 – coloris blanc
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle




Référence

8YM64H100DIN24

DIN – 24 lits bacs H. 150

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 24 bacs tiroirs L. 1/6 H. 150 mm
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 rail (bas droit)
- 1 poubelle



Référence

8YM64H100DI24E2

DIN – 28 lits bacs H. 70

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 28 bacs tiroirs H. 70 L. 1/4 – coloris blanc
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H100DIN28

PDA PILI – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 lots de 10 calages PILI
- 7 plateaux 600 x 400 nu pour piluliers Pili
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle




Référence

8YM64H100PIL70

PDA MODULO CLASSIC – 70 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 7 plateaux 600 x 400 de 10 piluliers Modulo Classic
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H100MC70

PDA DÉVIDOIR – 24 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 24 bacs tiroirs H110 L.1/6 + dévidoir + curseur
- 5 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H100DEV24

PDA DÉVIDOIR – 30 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 30 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 6 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H100DEV30

PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs H. 70 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence


8YM64H100DEV42

Chariots hauteur 120 cm

DIN – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 H. 75 mm pour 60 gobelets
- 50 gobelets transparents avec couvercle
- 50 gobelets bleus avec couvercle
- 36 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec séparateurs
- 1 rail (en bas à droite)
- 1 poubelle




Référence

8YM64H100DI36E1

PDA DÉVIDOIR – 36 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 36 bacs tiroirs H. 110 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 7 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H120DEV36

PDA DÉVIDOIR – 42 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 42 bacs tiroirs L. 1/6 H. 110 mm + dévidoir + curseur
- 8 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle




Référence

8YM64H120DEV42

PDA DÉVIDOIR – 54 lits

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 54 bacs tiroirs H. 70 L. 1/6 + dévidoir + curseur
- 10 tablettes 600 x 400 pour bacs tiroirs
- 1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 2 poubelles
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YM64H120DEV54

Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.

Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

Chariots hauteur 80 cm


Référence	Désignation
8YCHM164H80FR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFR	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette thermoplastique + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H80 avec tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

Chariots hauteur 100 cm

CHARIOT AVEC RIDEAU MANUEL

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)




Référence	Désignation
8YCHM164H100FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P40 + rideau + code + 3 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHMH100FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + 3 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

CHARIOT AVEC RIDEAU MOTORISÉ NEOP LOCK®

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture par rideau motorisé
- Gestion des accès par badge nominatif
- Lampe liseuse
- Support flacons
- 4 rails (haut droit, bas droit, haut gauche et bas gauche)




Référence	Désignation
8YCHM164H100RNL	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P40 + rideau motorisé + 4 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)

CHARIOT AVEC SYSTÈME DE MOTORISATION EASYMOOVE®

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation




Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCM	Chariot NEOP Basic 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCM	Chariot NEOP Basic 600x400 H100 motorisé rideau + code + 3 rails + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (haut intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)




Référence	Désignation
8YCHM164H100_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H100P6_RCP	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 rideau + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION COULISSANTE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension coulissante



Référence	Désignation
8YCHM164H100RCTC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 + rideau + serrure code + tabl. coulissante + 2 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCMH100FRCTC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + tabl. coulissante + 2 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable



Référence	Désignation
8YCHM164H100RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails avec intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCMH100FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H100 P62 + rideau + code + tabl. rab. + 2 rails avec intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)


Chariots hauteur 120 cm

CHARIOT AVEC TABLETTE SUPÉRIEURE EN COMPACT

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en stratifié compact
- Fermeture à rideau
- Serrure à code

Référence	Désignation
8Y164H120P6C_RC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. compact




CHARIOT AVEC TABLETTE SUPÉRIEURE EN THERMOPLASTIQUE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)

Référence	Désignation
8YCHM164H120FRC	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + 3 rails
8YCHMH120FRC_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + 3 rails




CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot à médicaments 600 x 400 H. 120 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à rideau
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable

Référence	Désignation
8YCHM164H120RCT	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P40 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails
8YCMH120FRCT_ED	Chariot de médicament NEOP Basic 600x400 H120 P62 + rideau + serrure code + tabl. rab. + 2 rails



Composition sur mesure

ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Les références suivantes comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot				Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
1	Tablette supérieure	en thermoplastique avec découpe serrure		8Y001_6400TH		
		en thermoplastique avec découpe serrure compatible avec tablette coulissante		-	8Y001_6400TC	-
		en thermoplastique sans découpe serrure		8Y001_6400THSP		
		en thermoplastique sans découpe serrure compatible avec tablette coulissante		-	8Y001_6400TCSP	-
		en stratifié compact		8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau manuel pour intercalaires standards		8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		rideau motorisé Neop Lock		-	9U000	-
		battant pour tiroirs télescopiques		-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards		8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau		8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques		8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards		8Y003CODE1		
	Serrure à badge	pour fermeture rideau		8Y003BADGE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques		8Y003BADGE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards		8Y003BADGE1		
4	Couleur	Rose magenta		8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme		8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste		8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage spécifique		8Y132			
6	Motorisation de chariot EasyMoove		-	9R002_L01	9R002_L01	

* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

Options, accessoires latéraux et aménagements intérieurs

Motorisation de rideau Neop® Lock


- Rideau 100 % motorisé avec fermeture automatique et gestion des accès par badge
- Évite les manipulations répétitives : améliore le confort de travail
- Sécurise le contenu du chariot : réduit le risque de vol

Motorisation de chariot EasyMoove®

- Poussée 100 % motorisée
- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques



Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroirs...



Données techniques

Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Zone de préhension ergonomique

Hauteur du plan de travail

H 120 : 1297 mm
H 100 : 1057 mm
H 80 : 897 mm

Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm
H 100 : 1064 mm
H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.
La profondeur intègre par défaut une serrure.

Matières

Structure	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
Poids à vide	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
Capacité	H 80 avec intercalaires standards (40 mm) : - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	H 100 avec intercalaires standards (40 mm) : - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) : - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm	H 120 avec intercalaires standards (40 mm) : - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge		

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (chariot + emballage)	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
Dimensions	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
Volume	1,15 m ³