


Distribution du médicament

Chariot de distribution Pil 7[®]

Le chariot de médicaments Pil 7[®] est idéal pour la distribution en collectivités (foyer logement, EHPAD...).

Notre **pilulier hebdomadaire à cases réglables** est totalement adapté pour une prise de médicaments par des personnes autonomes. Leur ergonomie est un atout dans l'utilisation quotidienne.



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Stockage, transfert et distribution en un seul chariot
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers

Chariot de distribution Pil 7®

Chariot de distribution Pil 7®

- ▶ Dimensions : L. 615 x P. 468 x H. 1128 mm
- ▶ Capacité : 30 piluliers
- ▶ Structure aluminium anodisé naturel
- ▶ Parois en ABS teinté masse
- ▶ Plan de travail avec rebord arrondis en thermoplastique blanc
- ▶ Fermeture par rideau coulissant extractible sans outil
- ▶ Serrure à code
- ▶ 4 roues pivotantes Ø 100 mm en polyamide dont 1 à frein
- ▶ 1 poignée de manutention
- ▶ 4 rails normalisés



Désignation

Référence

Chariot de distribution Pil 7®

8D030_PIL7_CODE

Pilulier Pil 7® Évolution

- ▶ Pilulier hebdomadaire de 28 cases, soit 4 prises quotidiennes sur 7 jours
- ▶ Curseurs amovibles adaptables suivant prescription
- ▶ 3 coloris de curseurs pour un meilleur repérage
- ▶ Marquage des 7 jours de la semaine sur le distributeur
- ▶ Marquage « Matin - Midi - Soir - Nuit » sur les curseurs
- ▶ Tirettes transparentes permettant une bonne visualisation
- ▶ Ouverture totale du pilulier pour remplissage
- ▶ Accès facile au contenu de chaque alvéole
- ▶ Dimensions : L. 320 x P. 200 x H. 40 mm



Désignation

Conditionnement

Référence

Pilulier Pil 7® Évolution sans butées

L'unité

CD23605

Pilulier Pil 7® Évolution sans butées

Le lot de 10

CD23606