



Dispensation journalière des médicaments avec des piluliers tracés et sécurisés

- Robustesse : excellente résistance, structure anodisée naturelle, parois latérales en ABS teinté masse
- Hygiène 100 % : conçue avec des matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

Coloris

Rose magenta

- Chariot simple ou double colonne
- Hauteur* : 100 ou 120
- Fermeture à rideau
- Verrouillage par serrure à code (avec clé de secours)
- Equipements de série : 1 poignée de manutention et 4 rails normalisés pour les accessoires



	Pili cart Simple colonne	Pili cart Double colonne
H. 100	8Y144.PILI	8Y244.PILI
H. 120	8Y144H120.PILI	8Y244H120.PILI

Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, bras informatique, piluliers, portique, poubelle...
Se référer aux fiches dédiées.



* Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

Données techniques

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Matières

Structure	Profil aluminium anodisé
Habillages	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène)
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant

Informations diverses

Roues	Diamètre 100 mm - 1 à frein + 3 pivotantes	
Poids à vide	Simple colonne H.100 : 21 kg Simple colonne H.120 : 23 kg	Double colonne H.100 : 31 kg Double colonne H.120 : 34 kg
Charge admissible	5 kg par plateau	
Capacité	Simple colonne H.100 : 10 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic Simple colonne H.120 : 12 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic	Double colonne H.100 : 20 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic Double colonne H.120 : 24 plateaux pour piluliers PILI ou Modulo Classic
Verrouillage	Code	
Couleur habillage	Rose magenta	
Equipements	Rideau + poignée + 4 rails latéraux	

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	Dimensions L X P x H	Simple colonne : L 0,80 x P 0,88 x H 1,2 m Double colonne : L 0,80 x P 1,20 x H 1,2 m
Poids (chariot + emballage)	Simple colonne H.100 : 31 kg Double colonne H.100 : 41 kg Simple colonne H.120 : 33 kg Double colonne H.120 : 44 kg	Volume	1 m ³