

Neop | Embase de transfert 600 x 400

Approvisionnement des médicaments ou des dispositifs médicaux

- Robustesse : excellente résistance, armature de transfert anti-torsion en acier traité poudre apprêt + polyester
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant



Robuste




Hygiénique



Ergonomique

- Compatible avec les structures 600 x 400 Neop simple colonne hauteur* 100, 120, 160 ou 180
- 4 roues pivotantes à frein diamètre 125 ou 160 mm
- Bandage en caoutchouc semi élastique
Chape acier embouti



*Pour la hauteur précise, voir la partie « Données techniques »

Configurations types - BASIC

Chariots H100 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8Y164H100P4_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4_BCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P4C_BCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H100P6_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H100P6C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H100 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Chariots H120 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8Y164H120P4_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H120P4C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8Y164H120P6_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette thermoformée + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)
8Y164H120P6C_RCER	Chariot NEOP 600x400 H120 avec embase renforcée + roues ø 160 mm tablette compact + rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Armoires H160 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8YAB164H160_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YAB164H160P5_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YAB164H160P6_RCER	Armoire NEOP 600x400 H160 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Armoires H180 avec embase de transfert

Référence	Désignation
8YAH164H180_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YAH164H180P5_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 50 mm)
8YAH164H180P6_RCER	Armoire NEOP 600x400 H180 avec embase renforcée + roues ø 160 mm rideau + serrure code + intercalaires à encombrement optimisé (pas de 62 mm)

Couleur de la structure

Couleur	Réf. chariot H100	Réf. chariot H120	Réf. armoire H160	Réf. armoire H180
Rose magenta 	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM	8Y004_0016RM	8Y004_0018RM
Vert pomme 	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP	8Y004_0016VP	8Y004_0018VP
Bleu céleste 	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC	8Y004_0016BC	8Y004_0018BC

Composition sur mesure

ETAPE ① - Embase de transfert

	Référence
Embase de transfert Neop – 4 roues pivotantes à frein ø 125 mm	8Y039_125
Embase de transfert Neop – 4 roues pivotantes à frein ø 160 mm	8Y039_160

ETAPE ② - Structure

Compatible avec les structures 600 x 400 Neop simple colonne hauteur* 100, 120, 160 ou 180.

Se référer aux fiches dédiées.

ETAPE ③ - Options

	Référence
Timon attelage rabattable sans crochet	8Y041
Crochet d'attelage timon	8Y042
Option 4 roues pivotantes dont 2 directionnelles	8Y043
Poignée ergonomique	8Y005



Accessoires et aménagements intérieurs

Se référer aux fiches dédiées.



Données techniques

Dimensions hors tout pour embase
avec roues diamètre 160 mm

H180 : 1885 mm

H160 : 1725 mm

H120 : 1387 mm

Hauteur du plan de travail : 1329 mm

H100 : 1147 mm

Hauteur du plan de travail : 1089 mm



Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante. La profondeur intègre par défaut une serrure.

Dimensions hors tout pour embase
avec roues diamètre 125 mm

H180 : 1845 mm

H160 : 1685 mm

H120 : 1348 mm

Hauteur du plan de travail : 1290 mm

H100 : 1108 mm

Hauteur du plan de travail : 1050 mm



Matières

Armature	Acier mécano-soudé traité poudre apprêt + polyester
Roues	Bandage en caoutchouc semi élastique - Chape acier embouti
Pare-chocs	4 coins en caoutchouc NBR 80 shore

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 ou 160 mm – 4 roues pivotantes à frein	
Poids à vide	Chariot renforcé H100 roues Ø 125 : 39 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 125 : 41 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 125 : 64 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 125 : 68 kg	Chariot renforcé H100 roues Ø 160 : 39,5 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 160 : 41,5 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 160 : 64,5 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 160 : 68,5 kg
Compatibilité	Caisson 600 x 400 Neop simple colonne hauteur 100, 120, 160 ou 180	

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection	
Poids (structure + emballage)	Chariot renforcé H100 roues Ø 125 : 52 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 125 : 53 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 125 : 76 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 125 : 80 kg	Chariot renforcé H100 roues Ø 160 : 52,5 kg Chariot renforcé H120 roues Ø 160 : 53,5 kg Armoire renforcée H160 roues Ø 160 : 76,5 kg Armoire renforcée H180 roues Ø 160 : 80,5 kg
Dimensions	H 120 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 1,6 m / H 160 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2 m H 180 : L. 0,88 x P. 0,80 x H. 2,15 m	
Volume	H 120 : 1,13 m ³ / H 160 : 1,4 m ³ / H 180 : 1,5 m ³	