

Gamme aides mécanisées

Multi Bed Mover®

Le principe du Bed Mover® est unique et **permet un déplacement de lit plus efficace et sans effort**. Ce produit réduit la fatigue du personnel et diminue les risques de troubles musculo-squelettiques.

Le Bed Mover® est utilisable avec la plupart des lits et des brancards hospitaliers. Un modèle de pinces permet de connecter plusieurs types de lits dans l'hôpital. La machine n'est qu'une extension minimale du lit.



Ergonomique

Points forts

- ▶ Prévention des troubles musculo-squelettiques
- ▶ Confort du patient
- ▶ Adaptabilité au parc de lits existant
- ▶ Bonne préhension et grande maniabilité
- ▶ Fabrication sur mesure

Gamme aides mécanisées

Multi Bed Mover®

Points forts

Maniabilité

Une seule personne suffit pour connecter l'appareil au lit, pour entrer et sortir des ascenseurs sans assistance et pour effectuer les transports. Le Bed Mover® permet des déplacements dans tous les sens, même latéralement.

Confort du patient

Le patient est déplacé dans le sens de la marche, les roues du lit restent au contact du sol pour un meilleur confort.

Bonne préhension

Les commandes centralisées sont simples d'accès et d'utilisation. La télécommande est adaptée aux gauchers et aux droitiers.

Facilité d'entretien

Le Bed Mover® est un produit éprouvé et ne nécessite aucun entretien particulier. Nous préconisons une maintenance annuelle ou toutes les 1000 heures.

Caractéristiques techniques

- ▶ Vitesse maximale : 4,6 km/h
- ▶ Marche avant/arrière par sélecteur
- ▶ Capacité de tractage : 350 à 500 kg maximum
- ▶ Pente : 3 % en version standard
- ▶ Diamètre roue motrice : 150 mm
- ▶ 2 batteries type gel 12 V
- ▶ Chargeur électronique intégré, alimentation : 220 / 230 V / 50 Hz
- ▶ Tension de fonctionnement : 24 V
- ▶ Autonomie : 1 journée de travail (utilisation moyenne ≈ 8 heures)
- ▶ Poids : 130 kg
- ▶ Garde au sol : 30 mm
- ▶ Dimensions : L. 530 x l. 815 x H. 1130 mm
- ▶ Conforme aux directives CE
- ▶ Matériaux : acier inoxydable et acier laqué et peint

Désignation

Référence

1

Multi Bed Mover®

97040001

Équipements optionnels

Désignation

Référence

Système de pinces rotatives

3510.6001

Option puissance supplémentaire

3510.1540

Plate-forme fixe STEP S2

9704.0031

Plate-forme rabattable STEP S2 R

9704.0032

2

Crochet pour plate-forme

3510.0028

Support bouteille oxygène 12 L repliable

3610.0003

3

