

## Le complément idéal du plan de travail fixe ou mobile

- Robustesse : excellente résistance, structure en acier soudé monobloc peint époxy
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Personnalisation grâce à la large gamme de tiroirs et accessoires
- Hauteur ergonomique



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- Porte escamotable à l'intérieur du placard : pas de gêne pour l'accès aux produits
- Serrure en option : stockage possible de médicaments, produits à risques, dossiers confidentiels
- Nettoyage aisé : le placard, la porte et les intercalaires sont démontables sans outil



# Composition sur mesure

## ETAPE 1 - Structure du placard

<b>Placard mural</b> Pas de 40 mm
8Y164.MU

Cette référence comprend :

- le caisson
- les intercalaires
- 1 étagère

## ETAPE 2 - Accessoires et aménagements intérieurs


Equipements optionnels	
Option serrure à clé pour placard mural suspendu	8A026_04
Etagère supplémentaire pour placard mural suspendu	8A225

Tiroirs :

*Se référer aux fiches dédiées.*



## Données techniques



### Matières

<b>Structure</b>	Caisson monobloc acier soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy
<b>Glissières</b>	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
<b>Fermeture</b>	Porte : ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)

### Informations diverses

<b>Poids à vide</b>	18 kg
<b>Charge admissible</b>	40 kg
<b>Verrouillage (en option)</b>	Clé
<b>Equipements</b>	1 étagère 2 équerres de fixation murales

### Emballage

<b>Conditionnement</b>	A l'unité sur palette, cerclée et filmée
<b>Poids (placard + emballage)</b>	25 kg
<b>Volume</b>	0,2 m <sup>3</sup>
<b>Dimensions</b>	L. 0,45 x P. 0,75 x H. 0,53 m