

Gamme transfert

# Planches de transfert Rollbord Ecolite®

Les planches Rollbord Ecolite® facilitent le transfert des patients sans qu'il soit nécessaire de les soulever. Les **conditions de travail** du personnel soignant s'en trouvent considérablement **améliorées**.

Conformes aux normes d'hygiène, elles sont sans danger pour la peau mais également très confortables pour les patients. Avec leur housse recouverte de Silicone, les planches Ecolite® sont conçues pour une **utilisation normale**.



Hygènique



Ergonomique

## Points forts

- ▶ Transfert sécurisé des patients
- ▶ Évite au personnel soignant des lésions du dos
- ▶ Revêtement antibactérien, antifongique et ignifugé
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter

## Caractéristiques techniques

- ▶ Noyau en mousse polyéthylène
- ▶ Housse de glissement en polyester revêtu de Silicone
- ▶ Extrémités en polyéthylène
- ▶ Dispositif médical - Classe I - MDR 2017/745



Désignation	Utilisation	Dimensions (en mm)	Capacité	Poids	Référence
<b>Planche « Ecolite® 90 » non pliable</b>	Bloc opératoire d'urologie et de gynécologie, urgences, réanimation...	L. 900 x 500	150 kg	1,3 kg	SAA71013
<b>Planche « Ecolite® 120 » pliable</b>	Radiologie, bloc opératoire...	Dépliée : 1300 x 400 Pliée : 650 x 400	150 kg	1,4 kg	SAA71014
<b>Planche « Ecolite® 180 » pliable</b>	Radiologie, bloc opératoire, soins intensifs...	Dépliée : 1780 x 500 Pliée : 870 x 500	160 kg	2,8 kg	SAA71012

## Équipements optionnels

Désignation	Photo	Dimensions (en mm)	Référence
<b>Support mural pour planche de transfert</b> En fil d'acier inoxydable		L. 410 x l. 70 x H. 600	SAA40250
<b>Dérouleur mural de housses à usage unique</b> En fil d'acier inoxydable		L. 690 x l. 210 x H. 130	SAA40200
<b>Carton de 6 rouleaux de 50 housses à usage unique</b>		L. 2000 x l. 650	SAA40300