

Gamme transfert

Plateaux et coussins tournants

Afin de **faciliter le transfert** de personnes ayant du mal à se soulever, nous vous proposons deux aides techniques : le disque de transfert et le coussin tournant.

Ces produits améliorent les conditions de travail du personnel soignant. Ils sont idéals pour les services de médecine, les maisons de retraite et le maintien à domicile.



Hygène



Ergonomie

Points forts

- ▶ Transfert facilité des patients
- ▶ Évite au personnel soignant des lésions du dos
- ▶ Facile à nettoyer et à désinfecter
- ▶ Léger et peu encombrant

Disque de transfert



Ce disque tournant est idéal pour les transferts de patients assis ou debouts, du lit au fauteuil et du fauteuil au lit. Il se distingue par son utilisation pratique, sa position tournante contrôlée, sa facilité de nettoyage et sa longévité.

- ▶ Dimensions : Ø 410 mm / 540 mm, 7 mm de haut
- ▶ Poids : 0,8 kg
- ▶ Matériau : ABS / Teflon
- ▶ Revêtement anti-dérapant
- ▶ Charge maximale : 200 kg

Désignation

Référence

Disque de transfert

SAA72412.01

Coussin tournant



Ce coussin tournant est idéal pour les transferts en position assise du lit au fauteuil. Très facile d'emploi, il convient principalement aux patients en maison de soins ou à domicile.

- ▶ Diamètre : 380 mm
- ▶ Matériau : tissu et mousse ignifugés (lavable à 40°)
- ▶ Revêtement anti-dérapant

Désignation

Référence

Coussin tournant

SAA72411