

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins

La salle de soins est un point central de la préparation et de l'organisation des soins.

Le savoir-faire de PRATICIMA dans l'aménagement de la salle de soins modulaire permet de proposer aux personnels de santé un **aménagement personnalisé**, fonctionnel, optimisé et adapté aux impératifs d'hygiène.

PRATICIMA vous accompagne depuis le conseil, la fabrication, l'installation, jusqu'au transport intégré en interne.

Photos non contractuelles



Modulaire



Hygiénique



Ergonomique

Points forts

- ▶ Optimisation de l'espace
- ▶ Une salle de soins 100% personnalisée
- ▶ Mobilier compatible avec l'ensemble de la gamme PRATICIMA
- ▶ Installation par nos équipes

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins

Configurations sur-mesure

- Audit de l'existant**
Analyse de votre organisation de travail et des flux
Étude de cohérence et de fonctionnalité
- Proposition d'un concept sur-mesure**
Schéma d'implantation et plan 3D réalisés par notre bureau d'études
Mobilier et aménagements intérieurs
Proposition commerciale
- Évolution du projet si besoin**
- Installation entièrement réalisée par nos équipes**



“ Chaque année,
nous aménageons
plus de 300
salles de soins ”



Aménagement de salles de soins

Configurations types



Paillasse sèche - composition n°1

Désignation	Réf. SDSMFSA01	Réf. SDSMFAA01
Plan travail en stratifié P. 650 mm	X	X
2 chants de côté en stratifié	X	X
2 panneaux de finition de côté pour meuble bas	X	X
2 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
1 plinthe de façade H. 150 mm L. 2000 mm	X	X
1 meuble bas F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 16 pas de 40 mm	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
3 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 meuble bas F600 4 tiroirs	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
40 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins



Paillasse sèche - composition n°2

Désignation	Réf. SDSMFSA02	Réf. SDSMFAA02
Plan travail en stratifié P. 650 mm	X	X
3 équerres	X	X
2 chants de côté en stratifié	X	X
1 crédence en stratifié H. 600 mm	X	X
2 panneaux de finition de côté pour armoire	X	X
2 panneaux de finition de côté pour meuble bas	X	X
4 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
2 plinthes de façade H. 150 mm L. 1000 mm	X	X
1 armoire F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 39 pas de 40 mm	X	X
2 tablettes amovibles 600 x 400		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
4 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm avec protège-étiquette		X
1 meuble bas F600 4 tiroirs	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
60 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins



Paillasse sèche - composition n°3

Désignation	Réf. SDSMFSA03	Réf. SDSMFAA03
Plan travail en stratifié P. 650 mm	X	X
2 chants de côté en stratifié	X	X
1 crédence en stratifié H. 600 mm	X	X
2 panneaux de finition de côté pour armoire	X	X
1 panneau de finition de côté pour meuble bas	X	X
1 panneau de finition de côté pour meuble haut	X	X
2 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
1 plinthe de façade H. 150 mm L. 1000 et L. 2000 mm	X	X
1 armoire F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 39 pas de 40 mm	X	X
2 tablettes amovibles 600 x 400		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
4 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm avec protège-étiquette		X
1 meuble bas F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 16 pas de 40 mm	X	
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
3 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 meuble bas F600 4 tiroirs	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
2 meubles haut F600	X	X
2 tablettes pour meuble haut	X	
60 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins



Paillasse humide - composition n°4

Désignation	Réf. SDSMFSA04	Réf. SDSMFAA04
Plan travail P. 650 mm avec 1 cuve et 1 égouttoir en résine acrylique	X	X
1 chant en résine acrylique	X	X
2 dossierets de côté en résine acrylique	X	X
1 mitigeur hospitalier à bec orientable L. 160 mm	X	X
1 siphon avec 2 vannes d'arrêt	X	X
1 bonde lavabo	X	X
1 crédence en résine acrylique H. 557 mm	X	X
2 panneaux de finition de côté pour meuble bas	X	X
2 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
1 plinthe de façade H. 150 mm L. 2000 mm	X	X
1 meuble bas F600 sous cuve 1 porte à gauche	X	X
1 meuble bas F600 1 porte à droite	X	X
1 kit intercalaires 16 pas de 40 mm	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
3 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
20 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins



Paillasse humide - composition n°5

Désignation	Réf. SDSMFSA05	Réf. SDSMFAA05
Plan travail P. 650 mm avec 2 cuves et 1 égouttoir en résine acrylique	X	X
1 chant en résine acrylique	X	X
2 dossierets de côté en résine acrylique	X	X
1 mitigeur hospitalier à bec orientable L. 250 mm	X	X
1 siphon avec 2 vannes d'arrêt	X	X
2 bondes lavabo	X	X
1 crédence en résine acrylique H. 557 mm	X	X
2 panneaux de finition de côté pour armoire	X	X
1 panneau de finition de côté pour meuble bas	X	X
2 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
1 plinthe de façade H. 150 mm L. 1000 et L. 2000 mm	X	X
1 meuble bas F1200 sous cuve	X	X
1 armoire F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 39 pas de 40 mm	X	X
2 tablettes amovibles 600 x 400		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
4 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm avec protège-étiquette		X
40 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins



Paillasse humide - composition n°6

Désignation	Réf. SDSMFSA06	Réf. SDSMFAA06
Plan travail P. 650 mm avec 1 cuve et 1 égouttoir en résine acrylique	X	X
1 chant en résine acrylique	X	X
2 dossierets de côté en résine acrylique	X	X
1 mitigeur hospitalier à bec orientable L. 160 mm	X	X
1 siphon avec 2 vannes d'arrêt	X	X
1 bonde lavabo	X	X
1 crédence en résine acrylique H. 557 mm	X	X
2 panneaux de finition de côté pour armoire	X	X
1 panneau de finition de côté pour meuble bas	X	X
2 plinthes de côté H. 150 mm	X	X
1 plinthe de façade H. 150 mm L. 1000 et L. 2000 mm	X	X
1 armoire F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 39 pas de 40 mm	X	X
2 tablettes amovibles 600 x 400		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
2 tiroirs 600 x 400 H. 115 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
4 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm avec protège-étiquette		X
1 meuble bas F600 1 porte à gauche	X	X
1 kit intercalaires 16 pas de 40 mm	X	X
2 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
3 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm avec protège-étiquette et kit de compartimentage 6 cases (3 x 2)		X
1 meuble bas F600 sous cuve 1 porte à droite	X	X
2 meubles haut F600	X	X
2 tablettes pour meuble haut	X	
40 porte-étiquettes horizontaux		X
10 planches de 20 supports étiquettes		X
30 planches de 20 étiquettes blanches enlevables		X
20 étiquettes blanches pour tiroir 600 x 400		X

Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins

Caractéristiques techniques

Mobilier

- ▶ Meubles réalisés en panneaux de particules mélaminés
- ▶ Épaisseur des panneaux : 16 mm pour la structure, 8 mm pour le fond des meubles
- ▶ Meubles reposant sur vérins réglables avec support d'accroche pour plinthes
- ▶ Plinthes jointives au sol : hermétique à la poussière et aux petites projections d'eau
- ▶ Charnières avec système d'amortissement invisible
- ▶ Hydrofuge : parfaite étanchéité
- ▶ Classement au feu M3
- ▶ Coloris au choix :



Plan de travail

- ▶ Plan de travail stratifié d'épaisseur 38 mm avec l'arrondi sur l'avant
- ▶ Dossieret à congé arrondi pour faciliter le nettoyage
- ▶ Chant labo avec bourrelet avant pour retenir l'eau et éviter qu'elle ne tombe sur les portes
- ▶ Coloris au choix :



Mobilier de soins et équipements de service

Aménagement de salles de soins

Mobilier compatible avec l'ensemble de la gamme PRATICIMA

Le mobilier proposé dans cette gamme est conçu pour accueillir les équipements (bacs, tiroirs, piluliers...) également utilisés dans l'ensemble des gammes de stockage et de distribution (chariots, armoires...) à la norme **600 x 400, 400 x 600** ou **400 x 400**. Inscrit dans un système global de stockage et de distribution du médicament, le concept modulaire permet à chacun de personnaliser sa salle de soins.



Le respect de l'hygiène est optimisé par une étanchéité parfaite des paillasse et l'utilisation de matériaux de qualité, résistants et garantis.