

## Accessoires et équipements

# Tablette coulissante Neop®

**La tablette coulissante constitue un élément essentiel sur un chariot de soins et de médicaments.** Elle offre une surface de travail supplémentaire, s'adaptant ainsi aux besoins changeants d'un environnement médical.

La tablette peut être déployée à droite ou à gauche, optimisant ainsi l'utilisation des équipements du chariot. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se rétracte facilement pour libérer de l'espace.

La tablette coulissante Neop® contribue significativement à l'ergonomie du poste de travail des soignants, facilitant ainsi leurs tâches quotidiennes.



Hygène



Ergonomie

## Points forts

- ▶ Totalement intégrée sous le plan de travail
- ▶ Ouverture possible vers la droite ou la gauche
- ▶ Facile à déployer et à replier grâce au mécanisme de guidage sur roulette
- ▶ Robuste : conçue pour supporter des charges adaptées aux environnements hospitaliers
- ▶ Surface facile à nettoyer sans aspérité, résistante aux rayures et à l'usure quotidienne
- ▶ Ne compromet pas la fonctionnalité ni la stabilité du chariot

# Tablette coulissante Neop®

### Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions :
  - Profondeur : 390 mm
  - Largeur sortie : 407 mm
  - Épaisseur : 10 mm
- ▶ Matériau principal : tablette en compact lisse blanc
- ▶ Type d'assemblage : glissière sur roulette de guidage pour un déploiement et un repliage facile
- ▶ Mécanisme de déploiement :
  - Système coulissant à gauche ou à droite avec blocage automatique
  - Ouverture / fermeture manuelle
- ▶ Capacité de charge : 5 kg
- ▶ Fixation : sur le dessous du plan de travail du chariot par système à butées
- ▶ Compatibilité : chariots Neop® 600 x 400 H. 100 cm (cette option réhausse le chariot de 15 mm)

Désignation	Référence
Tablette coulissante Neop®	8Y008_0410

